

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE STERYLIZATORA

UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą do tego typu prac.

PODSTAWOWE CZYNNOCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny sterylizatora.
2. Sprawdzić stan techniczny podłączenia sterylizatora do sieci elektrycznej.
3. Włączyć urządzenie – włącznik znajduje się na urządzeniu i na panelu sterującym.
4. Na panelu wybieramy program.
5. Należy zwrócić uwagę na temperaturę przed otwarciem sterylizatora.
6. Umieścić przedmioty do sterylizacji w urządzeniu.

ZASADNICZE CZYNNOCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Kontrolować pracę sterylizatora.

CZYNNOCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Odczekać, aż urządzenie się wychłodzi.
2. Wyciągnąć wysterylizowane przedmioty.
3. Wyłączyć sterowanie na panelu sterującym.

CZYNNOCI ZABRONIONE

- Korzystać z uszkodzonego urządzenia.
- Wykonywać konserwację w czasie pracy sterylizatora.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

- W sytuacji awaryjnej należy skorzystać z głównego wyłącznika prądu.
- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
- W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.